

LC-MS用 (ハイパーグレード) アセトニトリルキャンペーン

分析用の高品質なアセトニトリルを試してみませんか？
LC-MS 用アセトニトリルがお求めやすくなりました！

キャンペーン
期間

2021年12月6日(月)～
2022年2月28日(月)
ご注文分まで

希望販売価格が

**76%
OFF!!**



品名	グレード	包装単位	口径	カタログ番号	希望販売価格	キャンペーン 希望販売価格	1L当たりの 価格
アセトニトリル	LC-MS用 ハイパーグレード	2.5 L	S40	1.00029.2500	¥25,000	¥6,000	¥2,400/L

LC-MS 用ハイパーグレードの製品規格

規格項目	規格値
純度 (GC)	≧ 99.9%
定性 (IR)	適合
蒸発残渣	≦ 1.0 mg/L
水分	≦ 0.01%
色調	≦ 10 Hazen
酸度	≦ 0.0001 meq/g
アルカリ度	≦ 0.0002 meq/g
Al アルミニウム	≦ 10 ppb
Ca カルシウム	≦ 10 ppb
Fe 鉄	≦ 10 ppb
K カリウム	≦ 5 ppb
Mg マグネシウム	≦ 10 ppb
Na ナトリウム	≦ 50 ppb
他金属 (ICP-MS)	≦ 5 ppb

規格項目	規格値
グラジエント at 210nm	≦ 1.0 mAU
グラジエント at 254nm	≦ 0.5 mAU
蛍光 (キニン at 254nm)	≦ 1.0 ppb
蛍光 (キニン at 365nm)	≦ 0.5 ppb
透過度 (at 191nm)	≧ 25%
透過度 (at 195nm)	≧ 85%
透過度 (at 200nm)	≧ 96%
透過度 (at 215nm)	≧ 98%
透過度 (≧ at 230nm)	≧ 99%
LC-MS 適合性* (APCI/ESI ポジティブ)	≦ 2 ppb
LC-MS 適合性 (APCI/ESI ネガティブ)	≦ 20 ppb
0.2 μm フィルターろ過	適合

※対レセルピンバックグラウンド MS ピーク強度

関連製品【LC-MS 溶媒】

アセトニトリル以外に LC-MS 用の溶媒がございます。

※ディスカウントキャンペーン対象ではございませんのでご注意ください。

品名	規格	包装単位	カタログ番号	希望販売価格	口径
アセトニトリル with 0.1%(v/v)ギ酸	LC-MS用	1 L	1.59002.1000	¥11,100	S40
		2.5 L	1.59002.2500	¥28,600	S40
		4 L	1.59002.4000	¥38,700	S40
アセトニトリル with 0.1%(v/v)酢酸	LC-MS用	2.5 L	1.59004.2500	¥28,700	S40
		4 L	1.59004.4000	¥38,600	S40
アセトニトリル with 0.1%(v/v)トリフルオロ酢酸	LC-MS用	2.5 L	1.59014.2500	¥28,700	S40
		4 L	1.59014.4000	¥35,000	S40
メタノール	LC-MS用	1 L	1.06035.1000	¥4,160	S40
		2.5 L	1.06035.2500	¥9,020	S40
水	LC-MS用	1 L	1.15333.1000	¥1,780	S40
		2.5 L	1.15333.2500	¥3,770	S40
		4 L	1.15333.4000	¥7,040	S40
水 with 0.1%(v/v)ギ酸	LC-MS用	2.5 L	1.59013.2500	¥7,710	S40
		4 L	1.59013.4000	¥16,600	S40
水 with 0.1%(v/v)酢酸	LC-MS用	2.5 L	1.59007.2500	¥7,850	S40
		2.5 L	4.80112.2500	¥5,500	S40
水 with 0.1%(v/v)トリフルオロ酢酸	LC-MS用	2.5 L	4.80112.2500	¥5,500	S40
		4 L	4.80112.4000	¥8,520	S40

品名	規格	包装単位	カタログ番号	希望販売価格
口径交換アダプター	S40口径 からGL45 口径への変換アダプター	1	1.67206.0001	¥7,400



メルクライフサイエンス公式 SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2021年12月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/asp

E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140

AAM133-2112-20K-E