

シグマアルドリッチ カスタムペプチド合成キャンペーン

キャンペーン期間：


2020年9月15日(火)～11月16日(月) ご注文分まで

シグマアルドリッチのペプチド合成おすすめポイント

- 1 2～30 アミノ酸のペプチド*
- 2 保証収量 2 mg～100 mg スケール**
- 3 純度 (Crude) ～95%***
- 4 豊富な実績、安心サポート

* 31 アミノ酸以上の長さのペプチドは別途ご相談ください。 *** 配列により純度・収量が未達の場合があります。

** 100 mg を超える量をご要望の場合は別途ご相談ください。



希望販売価格が
30%OFF

ペプチド合成 (1 アミノ酸あたり)

保証 収量	Crude		≥ 70%		≥ 80%		≥ 90%		≥ 95%	
	希望 販売価格	キャンペーン 希望販売価格	希望 販売価格	キャンペーン 希望販売価格	希望 販売価格	キャンペーン 希望販売価格	希望 販売価格	キャンペーン 希望販売価格	希望 販売価格	キャンペーン 希望販売価格
2 mg	¥1,500	¥1,050	¥2,300	¥1,610	¥3,500	¥2,450	¥4,700	¥3,290	¥5,200	¥3,640
5 mg	¥1,600	¥1,120	¥2,600	¥1,820	¥3,900	¥2,730	¥5,200	¥3,640	¥5,800	¥4,060
10 mg	¥1,800	¥1,260	¥3,200	¥2,240	¥4,500	¥3,150	¥6,200	¥4,340	¥6,800	¥4,760
15 mg	¥3,200	¥2,240	¥4,300	¥3,010	¥5,800	¥4,060	¥8,200	¥5,740	¥8,800	¥6,160
20 mg	¥3,900	¥2,730	¥5,600	¥3,920	¥6,800	¥4,760	¥9,200	¥6,440	¥10,000	¥7,000

- 表示価格は「1 アミノ酸あたりの希望販売価格」です。 ● 10 アミノ酸以下の場合、10 アミノ酸ペプチドとしてのご請求です。
- 保証収量 100 mg まで本キャンペーンの対象です。それ以上の場合は別途お問い合わせください。

修飾

修飾	希望 販売価格	キャンペーン 希望販売価格
N 末端アセチル化	¥2,800～	¥1,960～
N 末端ピオチン化	¥13,900～	¥9,730～
N 末端 FAM™	¥16,200～	¥11,340～
N 末端 TAMRA™	¥16,200～	¥11,340～
C 末端アミド化	¥8,100～	¥5,670～
C 末端 Lys (ピオチン)	¥25,400～	¥17,780～
Ahx	¥7,000～	¥4,900～

希望販売価格が
30%OFF



ご注文方法

下記サイトより専用注文フォームをダウンロードしていただき、必要事項をご記入後、メールにて送信してください。

Webでの注文は受け付けませんので、ご注意ください。

キャンペーン専用注文フォームの
ダウンロードはこちら

<http://bit.ly/peptidecp>



※以下のサービスは本キャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

- 31 アミノ酸以上の長さのペプチド*
- 保証収量が 100 mg を超える場合*
- KLH や BSA とのコンジュゲート
- 弊社サービス PEPScreen、AQUA ペプチド
- N 末端アセチル化、N 末端 FLC (FAM)、N 末端 TAMRA、N 末端ピオチン化、C 末端アミド化、C 末端 Lys (ピオチン)、Ahx、以外の修飾を有するペプチド

* この場合は別途ご相談ください。

キャンペーンまたは製品に関するお問い合わせはこちらまで：customjp.ts@merckgroup.com

その他のカスタムサービスのご案内

※ここにご紹介している製品は
「カスタムペプチド合成キャンペーン」の対象外です

ポリクローナル抗体作製

シンプル抗体 (10月30日(金)までキャンペーン中 <http://sigmaaldrich-japan.com/lp/>)

「抗原部位デザイン」「ペプチド合成」「キャリアコンジュゲート」「SPFウサギ1羽免疫」、抗体作製に必要な4つのサービスをオールインワンでパッケージ!コストも手軽さも特長で、抗体価保証付きで高品質な抗体が得られる安心サービスです。

フレキシブル抗体

免疫動物種や免疫スケジュールなど、様々な設定項目を納得のいくまで吟味していただける、まさに「フレキシブル」なサービス!免疫期間中に中間採血により抗体価のチェックも行います。

リン酸化抗体

リン酸化ペプチドを抗原として作製したポリクローナル抗体を、非リン酸化ペプチドが固定化されたカラムにて吸収処理を行い、リン酸化部位に特異的な抗体を得ることが可能です。

サービスの詳細はこちら <https://bit.ly/polyclonalAb>



モノクローナル抗体作製

ウサギ リコンビナント・モノクローナル抗体 NEW!

特異性、親和性、一貫性に優れたウサギモノクローナル抗体をお客様のニーズやアプリケーションに合わせてご提供。リコンビナント化された状態でのご提供で、キメラ抗体など、最新の抗体医薬品への応用も容易です。

DNA免疫法 ラット・マウスモノクローナル抗体 NEW!

ターゲット遺伝子を特別なベクターに組み込み、そのDNAを電気穿孔法により動物に免疫します。これまで作製が困難だった膜タンパク質やウイルス由来タンパク質などのターゲットに対する抗体の取得が可能に!

ラット・マウスモノクローナル抗体

腸骨リンパ節法による抗体作製で、従来法よりも大幅な作製期間の短縮を実現しました。「完全成功報酬制」+「お客様自身でワークテスト」により、「安心」のサービスです。

サービスの詳細はこちら <https://bit.ly/monoclonalAb>



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2020年9月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Sigma-Aldrich are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

シグマ アルドリッチ ジャパン リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報は [こちら \[www.sigmaaldrich.com/oligos-jp\]\(http://www.sigmaaldrich.com/oligos-jp\)](http://www.sigmaaldrich.com/oligos-jp)

製品に関するお問い合わせは、テクニカルサービスへ

E-mail: customjp.ts@merckgroup.com Tel: 03-6756-8260

在庫照会・ご注文に関するお問い合わせは、カスタマーサービスへ

E-mail: genosysjp.order@merckgroup.com Tel: 03-6756-8270 Fax: 03-6756-8306

シグマ アルドリッチ ジャパン合同会社はメルクのグループ会社です。

CPM003-2009-15K-H