

Winter 2018 2018年11月1日(木)～2019年2月15日(金)まで

細胞培養試薬キャンペーン

日頃のご愛顧にお応えいたしまして、当社対象製品をキャンペーン価格にてお届けいたします。是非この機会をお見逃しなく！

培地添加溶液

各種培地添加溶液です。適量をそのまま液体培地に添加して下さい。

品名	コード No.	規格	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
200mmol/L L-アラニン-L-グルタミン溶液 (× 100) *1	016-21841	細胞培養用	100mL	6,600	3,630
30w/v% アルブミン溶液、ウシ血清由来、脂肪酸フリー	017-22231		50mL	29,000	15,950
30w/v% アルブミン・D-PBS (-) 溶液、ウシ血清由来、脂肪酸フリー	015-23871		50mL	33,000	18,150
7.5w/v% アルブミン・D-PBS (-) 溶液、ウシ血清由来	012-23881		100mL	9,700	6,450
200mmol/L L-グルタミン溶液 (× 100)	073-05391		100mL	3,100	1,710
45w/v% D (+) -グルコース溶液	079-05511		100mL	3,700	2,040
インスリン溶液、ヒト、組換え体*2	093-06351		5mL	18,400	10,120
ITS-G サプリメント (× 100)	090-06741		10mL	3,900	2,150
ITS-A サプリメント (× 100)	097-06751		10mL	3,900	2,330
ITS-X サプリメント (× 100)	094-06761		10mL	4,500	2,480
MEM 必須アミノ酸溶液 (× 50)	132-15641		100mL	3,500	1,930
MEM 非必須アミノ酸溶液 (× 100)	139-15651		100mL	2,800	1,540
MEM ビタミン溶液 (× 100)	130-17141		100mL	3,600	1,980
7.5w/v% 炭酸水素ナトリウム溶液	195-16411		100mL	2,400	1,320
100mmol/L ビルビン酸ナトリウム溶液 (× 100)	190-14881		100mL	1,850	1,020
滅菌水、エンドトキシンフリー*3	196-15645		500mL	2,250	1,240
CultureSure® 10w/v% ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール溶液	033-23391		100mL	7,500	4,130
CultureSure® エタノール	039-24971		10mL×10	23,000	15,700

*1 : L-グルタミンを含むペプチドです。培地中でL-グルタミンより自然分解されにくいいため、L-グルタミンの代替品として使用されます。

*2 : 水で10mg/mL に調製しています。 *3 : エンドトキシンの規格値は0.01EU/mL 以下です。

抗生物質溶液

品名	コード No.	規格	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
アムホテリシン B 懸濁液	019-23891	細胞培養用	50mL	6,700	3,900
ゲンタマイシン硫酸塩溶液 (50mg/mL) *4	078-06061		10mL	8,200	4,510
カナマイシン硫酸塩溶液 (50mg/mL) *5	117-00961		20mL	6,000	3,300
1mg/mL マイトマイシン C 溶液	133-15931		1mL	10,000	5,500
ペニシリン - ストレプトマイシン溶液 (× 50)	164-25251		100mL	3,000	1,650
ペニシリン - ストレプトマイシン溶液 (× 100)	168-23191		100mL	3,600	1,980
ペニシリン - ストレプトマイシン - アムホテリシン B 懸濁液 (× 100) (抗生物質 - 抗真菌剤溶液)	161-23181		100mL	5,100	2,810
ペニシリン - ストレプトマイシン - L-グルタミン溶液 (× 100)	161-23201		100mL	4,000	2,200

*4 : ゲンタマイシン硫酸塩を水で50mg/mL に調製しています。 *5 : カナマイシン硫酸塩を0.85w/v% 塩化ナトリウム溶液で50mg/mL に調製しています。

平衡塩溶液

D-PBS (-), PBS (-), HBSS (-), HBSS (+) をラインアップしています。

細胞内外の浸透圧平衡を維持しながらの細胞の洗浄や希釈を行う際にご使用ください。

品名	コード No.	規格	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
D-PBS (-)	045-29795	細胞培養用	500mL	1,300	780
	049-29793		500mL×10	10,800	6,480
	043-29791		1L	2,400	1,440
10× D-PBS (-)	048-29805		500mL	2,300	1,380
	166-23555		500mL	1,600	960
PBS (-)	164-23551		500mL×10	14,400	8,640
	163-25265		500mL	3,400	2,040
HBSS (-) (フェノールレッド含有)	084-08345		500mL	1,200	720
HBSS (-) (フェノールレッド不含有)	085-09355		500mL	1,900	1,140
10× HBSS (-) (フェノールレッド不含有)	082-09865		500mL	4,100	2,460
HBSS (+) (フェノールレッド含有)	082-09365	500mL	2,400	1,440	
	084-08965	500mL	1,650	990	
HBSS (+) (フェノールレッド不含有)	082-08961	1L	3,300	1,980	

細胞分散用試薬

接着細胞の剥離や各種組織の細胞分散などにご利用下さい。

品名	コード No.	規格	容量	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
0.25w/v% トリプシン溶液 (フェノールレッド含有)	201-18841	細胞培養用	100mL	3,100	1,930
0.05w/v% トリプシン -0.53mmol/L EDTA・4Na 溶液 (フェノールレッド含有)	202-16931		100mL	1,800	990
	204-16935		500mL	6,800	3,740
0.25w/v% トリプシン -1mmol/L EDTA・4Na 溶液 (フェノールレッド含有)	209-16941		100mL	1,800	990
	201-16945		500mL	6,800	3,740
0.5w/v% トリプシン -5.3mmol/L EDTA・4Na 溶液 (フェノールレッド不含有) (×10)	208-17251		100mL	4,200	2,310
0.5w/v% トリプシン -5.3mmol/L EDTA・4Na 溶液 (フェノールレッド含有) (×10)	206-17291	100mL	4,200	2,310	

ウシ胎児血清 (FBS) ※対象ロットの在庫がなくなり次第終了させていただきます。

Biosera 社 チリ産 FBS

Biosera 社は、高品質の細胞培養関連製品を供給しております。
特にウシ胎児血清は中南米をはじめとした各国より原料を輸入し、常に安定した供給をしております。

GE Healthcare 社 US 産 (Standard)、カナダ産 (Characterized) FBS

GE Healthcare HyClone は血清に 200 以上の成分定量分析を採用し、徹底した品質管理の元で製造を行っています。
血清原産国の供給元から製品パッケージングに至るまでの工程管理を追跡できるシステムを構築しています。

Bovogen 社 オセアニア産 FBS

Bovogen 社は、オーストラリア産またはニュージーランド産の血清製品を世界的中に供給している血清メーカーです。
高品質な血清製品を生産するために、厳しい品質管理のもと、生産を行っております。

品名	コード No.	メーカー	メーカーコード	対象ロット	容量	キャンペーン価格(円)
ウシ胎児血清 (FBS)、フランス産・BSE tested	555-21245	Biosera	FB-1280/500	015BS281	500mL	35,000
				015BS427	500mL	
ウシ胎児血清 (FBS)、US 産 (Standard)	536-90165	HyClone	SH30088.03	AB206067	500mL	39,000
ウシ胎児血清 (FBS)、カナダ産 (Characterized)	533-90935		SH30396.03	AC235243	500mL	
USDA 検査済みウシ胎児血清 (FBS)	519-83585		SH30910.03	AC235246	500mL	
ウシ胎児血清 (AU/NZ 産)	555-06605	Bovogen	SFBS	1309A*	500mL	49,800

※ロット 1309A：ニュージーランド産



住友ベークライト社

培養器材 50%OFF キャンペーン

期間 2018年11月1日(木)～2019年2月15日(金)

キャンペーン対象品目 「SUMILON®」ブランド

- 細胞培養用ディッシュ
- ディスポーザブルピペット
- 細胞培養用マルチウェルプレート
- 遠沈管
- 細胞培養用

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれておりません。
- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬㈱の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
 - 東海営業所 ● 横浜営業所
 - 筑波営業所 ● 東北営業所
 - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL: <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-10C

Online Catalog: www.e-reagent.com